

## Test in cuvetta HACH LANGE: quantità minime di reagenti, sicurezza massima.

Test in cuvetta per durezza dell'acqua, 1 - 20° dH

Codice prodotto: LCK327



Reagenti predosati per la massima sicurezza. Facile da utilizzare, per valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari. A basso impatto ambientale grazie alla quantità ridotta di prodotti chimici.

- Risultati precisi e affidabili
- Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
- Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
- Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
- Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori

### Specifiche Tecniche

Condizioni di stoccaggio	15 - 25 °C
Descrizione	Durezza dell'acqua, calcio/magnesio
Intervallo di misura	1 - 20 °dH Gradi di durezza dell'acqua
Intervallo di misura	3 - 50 mg/L Mg
Intervallo di misura	5 - 100 mg/L Ca
Nome del metodo	Metalftaleina
Numero di test	25
Parametro	Durezza dell'acqua
Platform	LCK

Soggetto a modifiche.

[www.hach-lange.com](http://www.hach-lange.com)

**HACH LANGE S.R.L.**

Via Rossini, 1/A

I-20020 Lainate (MI)

Tel.+39 02 93 575 400

Fax.+39 02 93 575 401

[info@hach-lange.it](mailto:info@hach-lange.it)

[www.hach-lange.it](http://www.hach-lange.it)