

# HI 3815

## Test kit cloruri HI 3815



### Descrizione

Gli ioni cloruro sono fra i principali anioni inorganici presenti nell'acqua e negli scarichi. Benché non ne sia nota alcuna tossicità anche in alte concentrazioni, il controllo dei cloruri nell'acqua potabile è importante perché ne determina il gusto. Il monitoraggio dei cloruri è importante anche nei sistemi di riscaldamento per prevenire la corrosione delle parti metalliche. A concentrazioni elevate, i cloruri possono corrodere l'acciaio inossidabile e sono dannosi per la vegetazione.

### Specifiche

**Parametro**

**Valore**

### Accessori consigliati



[HI 3815-100](#)

#### Reagenti di ricambio per test kit HI 3815

Reagenti di ricambio per kit HI 3815 per l'analisi dei cloruri (100 test)

### Accessori

### In dotazione