



SCHEDA PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	926C
DESCRIZIONE GENERALE	SRK T.IN BULK SINGLE AP.300PKG
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	1 scatola esterna contiene 6 scatole interne ciascuna composta da 50 provette con tappo verde riempite con 10mL di terreno SRK contenenti 1 asta cotonata ciascuna.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

TERRENO		COMPOSIZIONE
SRK		Sodium Chloride Potassium Chloride Calcium Chloride Lecithin Sodium Thiosulphate Sodium Thioglycollate Sodium Pyruvate Sodium Bicarbonate Polysorbate 80
ASTA	ASTA PLASTICA	SPECIFICHE
		LUNGHEZZA TOTALE: 85.50 mm \pm 2.00 mm DIAMETRO BASTONCINO: 2.50 mm \pm 0.10 mm LUNGHEZZA COTONATURA: 16.00 mm \pm 3.00 mm DIAMETRO COTONATURA: 4.50 mm \pm 0.50 mm MATERIALE BASTONCINO: POLYSTYRENE MATERIALE COTONATURA: RAYON

Questa scheda (Rev.05-02/09/2022) è realizzata per vostra guida ed è basata su informazioni ritenute affidabili e rivedute periodicamente.



SCHEDA PRODOTTO

TAPPO	TAPPO VERDE	SPECIFICHE
		DIAMETRO INFERIORE TAPPO: 21.50 mm \pm 0.20 mm ALTEZZA TAPPO: 16.30 mm \pm 0.20 mm DIAMETRO SUPERIORE TAPPO: 20.50 mm \pm 0.20 mm MATERIALE: HIGH DENSITY POLYETHYLENE
PROVETTA	PROVETTA FONDO SFERICO	SPECIFICHE
		LUNGHEZZA PROVETTA: 101.80 mm \pm 0.20 mm DIAMETRO PROVETTA: 16.10 mm \pm 0.20 mm DIAMETRO INTERNO PROVETTA: 14.10 mm \pm 0.20 mm MATERIALE: POLYPROPYLENE

SPECIFICHE DI PACKAGING

QUANTITA' CARTONE INTERNO	50
QUANTITA' CARTONE ESTERNO	300
PACKAGING	BULK

INFORMAZIONI IMPORTANTI

METODO DI STERILIZZAZIONE	IRRAGGIAMENTO IONIZZANTE
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	5/25°C-NON CONGELARE
SHELF LIFE	24 MESI
pH DEL TERRENO	7.0 \pm 0.5

Questa scheda (Rev.05-02/09/2022) è realizzata per vostra guida ed è basata su informazioni ritenute affidabili e rivedute periodicamente.