



Esterilizador por rayos infrarrojos "ESTERILBIO"



APLICACIONES

Incinera eficazmente asas de siembra, agujas, tubos de cultivo y pequeño instrumental, de toda materia orgánica en 5/8 segundos a una temperatura de 900 °C.

CARACTERÍSTICAS

Construido con elementos cerámicos y tubo interior de cuarzo de alta calidad. No necesita oxígeno y puede utilizarse en ambientes anaerobios.

Elimina los problemas de los aerosoles. Evita la contaminación bacteriana.

Soporte lateral incluido con 4 alojamientos para mangos de Kolle, agujas, lancetas, pinzas disección, etc.

Código	Alto/Ancho/Fondo	Diam./Largo	Consumo	Peso
	(Exterior) cm	(Interior tubo) cm	W	Kg
3000788	20 13 18	1,4 15	110	1.5