

HI 1131P

Elettrodo pH per usi generali, connettore BNC + pin



Specifiche

Parametro	Valore
Tipo elettrodo:	1
Tipo connettore:	6
Sistema di riferimento:	6
Giunzione:	10
Elettrolita:	KCl 3,5M + AgCl
Pressione max.:	0,1 bar
Scala:	pH da 0 a 13
Temp. di lavoro:	da -5 a 100°C
Temp. consigliata:	da 20 a 40°C (da 86 a 104°F)
Punta:	sferica (9.5 mm)
Corpo:	Vetro
Cavo:	coassiale, 1 metro di lunghezza
Elettrodo collegato:	HI 1131B
Elettrodo collegato:	HI 1131D
Elettrodo collegato:	HI 1111S

Accessori consigliati

Accessori

In dotazione
