



## SAFETYBOX A120NEW

Scheda Tecnica

### ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI 160 LITRI DI PRODOTTI CHIMICI, ACIDI, BASI.

- Costruito completamente in **acciaio decappato ed elettrozincato** con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C.
- Tre ripiani a vaschetta in acciaio verniciato antiacido con spessore 10/10 mm montati su staffe regolabili ed estraibili. I ripiani sono del tipo a vaschetta per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori. Capacità di ogni ripiano circa 11 litri. **Portata del ripiano kg. 80.**
- Vasca di fondo in acciaio verniciato antiacido, spessore 10/10 mm, capacità 35 litri.
- Chiusura di sicurezza con **nuova serratura a norme CE**, la stessa utilizzata nelle porte tagliafuoco, con scrocco automatico di chiusura a 3 punti.
- Quattro piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
- Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.
- **Zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura** per rendere agevole lo spostamento dell'armadio.
- **Assicurazione RC prodotti**
  
- Dimensioni esterne : mm 1200 x 500 x 1690 h
- Dimensioni interne : mm 1120 x 450 x 1500 h
- Peso : Kg 130
- Volume interno : circa 756 litri