




## PUNTALI STANDARD

## PUNTALI CON FILTRO



Range di Volumi	Modello di puntali	Pipette	Modelli di Pipette	TIPACK PIPETMAN DIAMOND Tips 10 vassoi TIPACK da 96 Puntali		TOWER PACK PIPETMAN DIAMOND 10 ricariche da 96 puntali		STERILPACK 400 Puntali confezionati singolarmente	ECOPACK scatola di 10 000 puntali (10 sacchetti da 1000)	EASYPACK scatola di 1000 puntali (5 sacchetti da 200)	Rack vuoti (2 vassoi)
				Autoclavabile	Sterilizzati con raggi $\gamma$	Autoclavabile	Sterilizzati con raggi $\gamma$				
0.1 - 10 $\mu$ L	D10	PIPETMAN Classic PIPETMAN Neo PIPETMAN Ultra PIPETMAN M PIPETMAN Concept	P2, P10 P2N, P10N U2, U10 P10M C10	F171100	F171101	F167101	F167201	-	F161630	F161631	F171102
0.1 - 20 $\mu$ L	DL10	PIPETMAN Classic PIPETMAN Neo PIPETMAN Ultra PIPETMAN M PIPETMAN Concept	P2, P10 P2N, P10N U2, U10, 8x20, 12x20 P10M C10, 8x10, 12x10	F171200	F171201	F167102	F167202	-	F161450	F161451	F171202
2 - 200 $\mu$ L	D200	PIPETMAN Classic PIPETMAN Neo PIPETMAN Fixed PIPETMAN Ultra PIPETMAN M PIPETMAN Concept	P20 to P200 P20N to P200N, 8x200, 12x200 F2 to F200 U20 to U200, 8x20, 12x20, 8x300, 12x300 P20M, P200M C100, C300, 8x100, 12x100, 8x300, 12x300	F171300	F171301	F167103	F167203	F161330	F161930	F161931	F171302
20 - 300 $\mu$ L	D300	PIPETMAN Classic PIPETMAN Neo PIPETMAN Fixed PIPETMAN Ultra PIPETMAN M PIPETMAN Concept	P200 P200N, 8x200, 12x200 F200 U200, 8x300, 12x300 P200M C300, 8x300, 12x300	F171400	F171401	F167105	F167205	-	F161730	F161731	F171402
100 - 1000 $\mu$ L	D1000	PIPETMAN Classic PIPETMAN Neo PIPETMAN Fixed PIPETMAN Ultra PIPETMAN M	P1000 P1000N F250 to F1000 U1000 P1000M	F171500	F171501	F167104 (7 rack di 96 puntali)	F167204 (7 rack di 96 puntali)	F161340	F161670	F161671	F171502
100 - 1200 $\mu$ L	D1200	PIPETMAN Classic PIPETMAN Neo PIPETMAN Fixed PIPETMAN Ultra PIPETMAN M PIPETMAN Concept	P1000 P1000N F250 to F1000 U1000 P1000M C1200	F171600	F171601	-	-	-	F161110	F161111	F171502
1 - 5 mL	D5000	PIPETMAN Classic PIPETMAN Fixed PIPETMAN Ultra PIPETMAN Concept	P5000 F5000 U5000 C5000	F161370 (12 TIPACKs da 50 Puntali)	-	-	-	-	-	F161571 (3 sacchetti da 334)	F161360 (1 scatola)
1 - 10 mL	D10mL	PIPETMAN Classic PIPETMAN Ultra PIPETMAN Concept	P10mL U10mL C10mL	F161230 (8 TIPACKs da 30 Puntali)	-	-	-	-	-	F161210 (200 Puntali)	F161220 (1 scatola)
0.1 - 10 $\mu$ L	DF10	PIPETMAN Classic PIPETMAN Neo PIPETMAN Ultra PIPETMAN M	P2, P10 P2N, P10N U2, U10 P10M	-	F171103	-	-	-	-	-	-
0.1 - 10 $\mu$ L	DFL10	PIPETMAN Classic PIPETMAN Neo PIPETMAN Ultra PIPETMAN M PIPETMAN Concept	P2, P10 P2N, P10N U2, U10, 8x20, 12x20 P10M C10, 8x10, 12x10	-	F171203	-	-	-	-	-	-
2 - 30 $\mu$ L	DF30	PIPETMAN Classic PIPETMAN Neo PIPETMAN Fixed PIPETMAN Ultra PIPETMAN M	P20 P20N F2 to F25 U20, 8x20, 12x20 P20M	-	F171303	-	-	-	-	-	-
20 - 100 $\mu$ L	DF100	PIPETMAN Classic PIPETMAN Neo PIPETMAN Fixed PIPETMAN Ultra PIPETMAN Concept	P100 P100N F50 to F100 U100 C100, 8x100, 12x100	-	F171403	-	-	-	-	-	-
20 - 200 $\mu$ L	DF200	PIPETMAN Classic PIPETMAN Neo PIPETMAN Fixed PIPETMAN Ultra PIPETMAN M PIPETMAN Concept	P200 P200N, 8x200, 12x200 F200 U200, 8x300x 12x300 P200M C300, 8x300, 12x300	-	F171503	-	-	-	-	-	-
20 - 300 $\mu$ L	DF300	PIPETMAN Classic PIPETMAN Neo PIPETMAN Fixed PIPETMAN Ultra PIPETMAN M PIPETMAN Concept	P200 P200N, 8x200, 12x200 F200 U200, 8x300x 12x300 P200M C300, 8x300, 12x300	-	F171603	-	-	-	-	-	-
100 - 1000 $\mu$ L	DF1000	PIPETMAN Classic PIPETMAN Neo PIPETMAN Fixed PIPETMAN Ultra PIPETMAN M	P1000 P1000N F250 to F1000 U1000 P1000M	-	F171703	-	-	-	-	-	-
100 - 1200 $\mu$ L	DF1200	PIPETMAN Classic PIPETMAN Neo PIPETMAN Fixed PIPETMAN Ultra PIPETMAN M PIPETMAN Concept	P1000 P1000N F250 to F1000 U1000 P1000M C1200	-	F171803	-	-	-	-	-	-

**Articolo**      **Codice**  
 Rack per ricarica universale      **F167100**

### PUNTALI DF300 & DF1200 PIPETMAN DIAMOND

Disegnati specificatamente per le PIPETMAN Concept C300 e C1200, i puntali DF300 e DF1200 con filtro si adattano perfettamente a tutti i modelli di PIPETMAN da 200 $\mu$ L e 1000 $\mu$ L.

Con un maggiore spazio tra il liquido ed il filtro prevengono il contatto del liquido con il filtro stesso, mantenendo la solita accuratezza e precisione.

