



SCHEDA PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	8177CS20H
DESCRIZIONE GENERALE	LOOPS 10UL HARD 4000PKG
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	1 scatola esterna contiene 4 scatole interne, ciascuna composta da 50 buste carta-film contenenti 20 anse rigide da 10uL ciascuna.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

		SPECIFICHE
ANSA	ANSA 10 UL	LUNGHEZZA TOTALE: 201.00 mm \pm 1.00 mm DIAMETRO INTERNO ANELLO: 3.80 mm \pm 0.20 mm DIAMETRO ESTERNO ANELLO: 6.50 mm \pm 0.20 mm SPESSORE ANELLO: 1.20 mm \pm 0.20 mm MATERIALE: POLYSTYRENE

SPECIFICHE DI PACKAGING

QUANTITA' CARTONE INTERNO	1000
QUANTITA' CARTONE ESTERNO	4000
PACKAGING	BUSTA CARTA-FILM

INFORMAZIONI IMPORTANTI

METODO DI STERILIZZAZIONE	IRRAGGIAMENTO GAMMA
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	2/30°C – NON CONGELARE
SHELF LIFE	36 MESI

Questa scheda (Rev.03-03/07/2020) è realizzata per vostra guida ed è basata su informazioni ritenute affidabili e rivedute periodicamente.