



## SCHEDA PRODOTTO

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

<b>CODICE PRODOTTO</b>	8175CS20H
<b>DESCRIZIONE GENERALE</b>	LOOPS 1UL HARD 4000PKG
<b>DESCRIZIONE DETTAGLIATA</b>	1 scatola esterna contiene 4 scatole interne, ciascuna composta da 50 buste carta-film contenenti 20 anse da 1mL ciascuna.

### **COMPONENTI DEL PRODOTTO**

		<b>SPECIFICHE</b>
<b>ANSA</b>	ANSA 1 ul	LUNGHEZZA TOTALE: 199.00 mm $\pm$ 0.50 mm DIAMETRO ESTERNO ANELLO: 3.00 mm $\pm$ 0.10 mm DIAMETRO INTERNO ANELLO: 0.80 mm $\pm$ 0.10 mm SPESSORE ANELLO: 1.10 mm $\pm$ 0.10 mm MATERIALE: POLYSTYRENE

### **SPECIFICHE DI PACKAGING**

<b>QUANTITA' CARTONE INTERNO</b>	1000
<b>QUANTITA' CARTONE ESTERNO</b>	4000
<b>PACKAGING</b>	BUSTA CARTA-FILM

### **INFORMAZIONI IMPORTANTI**

<b>METODO DI STERILIZZAZIONE</b>	IRRAGGIAMENTO GAMMA
<b>TEMPERATURA DI STOCCAGGIO</b>	2/30°C – NON CONGELARE
<b>SHELF LIFE</b>	36 MESI

Questa scheda (Rev.01-03/07/2020) è realizzata per vostra guida ed è basata su informazioni ritenute affidabili e rivedute periodicamente.