



Cloro totale, reagente in Powder Pillows, 100 pz, 10 ml

Codice prodotto: 2105669

Reagenti in polvere in confezioni sigillate per la determinazione del cloro totale tramite metodo DPD. Per campioni da 10 ml

Specifiche Tecniche

Condizioni di stoccaggio	10 °C - 25 °C
EPA compliant	Sì
Intervallo di misura	0.02 - 2.00 mg/L Cl ₂
Nome del metodo	DPD
Numero di test	100
Numero metodo	8167
Numero metodo	8031
Numero metodo	8016
Parametro	Cloro totale, bromo, iodio
Platform	PP
Strumento	Tutti eccetto DR/3000, DR/2000
volume / dimensioni pacco	100 pz

Soggetto a modifiche.

www.hach-lange.com

HACH LANGE S.R.L.

Via Rossini, 1/A

I-20020 Lainate (MI)

Tel.+39 02 93 575 400

Fax.+39 02 93 575 401

info@hach-lange.it

www.hach-lange.it