

HI 7033L

Soluzione di conducibilità a 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$, flacone da 500 ml



Descrizione

Soluzione di conducibilità a 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$, flacone da 500 ml

L'uso di soluzioni di calibrazione e di pulizia è fondamentale per un corretto uso degli elettrodi e per ottenere sempre la massima ripetibilità e accuratezza delle misure, difatti spesso le misure non risultano corrette a causa di una cattiva manutenzione dei sensori.

La vasta gamma di soluzioni HANNA, prodotte con strumenti calibrati con riferimento a standard NIST di elevata precisione, garantisce una corretta calibrazione e pulizia di elettrodi e sonde.

Per informazioni su come utilizzare e conservare al meglio le soluzioni HANNA, si veda la pagina:

[Avvertenze per l'utilizzo delle soluzioni](#)

Specifiche

Parametro	Valore
Tipo Soluzione:	Soluzione di Calibrazione Conducibilità
Valore EC a 25°C:	84 μ S/cm
Confezione:	flacone
Volume:	500 ml
Certificato di Analisi:	su richiesta

Accessori consigliati

Accessori

In dotazione
