

VELP Scientifica - Soluzioni per Agitare



MST MICROSTIRRER ESP AGE ATE MULTISTIRRER 6 MULTISTIRRER 15 AMI AMI4

Impostazione velocità rpm		fino a 1100	fino a 1100	fino a 1100	fino a 1200	fino a 1200	da 50 a 850	da 50 a 850	fino a 1100	fino a 1100
Volume L		fino a 5	fino a 5	fino a 5	fino a 8	fino a 25	fino a 2.4 (400 ml cad.)	fino a 3.75 (250 ml cad.)	fino a 5	fino a 20
Dimensioni (LxHxP)	mm	130x50x150	120x48x128	160x33x230	171x75x190	250x120x285	230x51.5x370	230x51.5x370	150x55x270	600x55x270
	(in)	(5.1x2.0x5.9)	(4.7x1.9x5.0)	(6.3x1.3x9.0)	(6.7x2.9x7.5)	(9.8x4.7x11.2)	(9.0x2.0x14.5)	(9.0x2.0x14.5)	(5.9x2.2x10.6)	(23.6x2.2x10.6)
Peso	Kg	0.4	0.55	0.9	1.8	3.7	1.75	2.1	1.2	4.0
	(lb)	(0.9)	(1.1)	(2.0)	(4.0)	(8.1)	(3.8)	(4.6)	(2.6)	(8.8)
Alimentazione		100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V	115 o 230 V	115 o 230 V	100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V
Potenza		0.6 W	0.6 W	5 W	40 W	15 W	3.6 W	9 W	1.2 W	4.8 W



www.velp.com