



Test in cuvetta HACH LANGE: quantità minime di reagenti, sicurezza massima.

Test in cuvetta per cloruro, 1 - 70 mg/l / 70 - 1000 mg/l Cl

Codice prodotto: LCK311

Reagenti predosati per la massima sicurezza. Facile da utilizzare, per valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari. A basso impatto ambientale grazie alla quantità ridotta di prodotti chimici.



- Risultati precisi e affidabili
- Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
- Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
- Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
- Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori

Specifiche Tecniche

Condizioni di stoccaggio	2 - 8 °C (conservare in luogo fresco)
Intervallo di misura	1 - 70 mg/L Cl
Intervallo di misura	70 - 1000 mg/L Cl
Nome del metodo	Tiocianato di ferro(III)
Numero di test	24 (test contenente una soluzione zero)
Parametro	Cloruro
Platform	LCK
note speciali	2 range di misurazione con 1 test

Soggetto a modifiche.

www.hach-lange.com

HACH LANGE S.R.L.

Via Rossini, 1/A

I-20020 Lainate (MI)

Tel.+39 02 93 575 400

Fax.+39 02 93 575 401

info@hach-lange.it

www.hach-lange.it