

Cod.N° 6153

NOME DEL KIT : HCK MONOTEST COD 1.500

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO DI ANALISI: riduzione bicromato di potassio

CAMPO DI MISURA OTTIMALE: 100 – 1.500 ppm COD

CONTENUTO DEL KIT:

- 20 provette con reagente predosato
- 1 provetta per prova in bianco
- istruzioni

OSSERVAZIONI:

- La misura è riferita alla variazione di colore dovuta alla riduzione del cromo esavalente a trivalente, ad opera delle sostanze responsabili del consumo di ossigeno.
- La determinazione del COD mediante semplice kit è possibile soltanto con i MONOTEST, in provette con reagente predosato.

SCHEDA DI SICUREZZA: 6153