

HI 98103

pHtester con elettrodo sostituibile



Descrizione

Al costo di poche cartine tornasole, potete avere il più conveniente pHmetro tascabile disponibile sul mercato. Checker® vi permette di eseguire misure rapide ed accurate da 0 a 14 pH con risoluzione di 0.01, leggendo immediatamente la misura sul display a cristalli liquidi.

Lo strumento può essere calibrato manualmente su 2 punti. A differenza di altri pHmetri tascabili, l'elettrodo del Checker® può essere sostituito quando è esaurito senza dover acquistare un nuovo strumento tascabile. È sufficiente svitare l'elettrodo dal corpo dello strumento e avvitare uno nuovo.

Checker® è uno strumento veloce, accurato, pratico e leggero; funziona con batterie di tipo comune per oltre 3000 ore di lavoro. Checker® è la soluzione più semplice per la misura del pH.

Specifiche

Parametro	Valore
Parametro:	pH
Alimentazione:	2 batterie da 1.5V / circa 3000 ore di uso continuo
Calibrazione pH:	manuale a 2 punti
Condizioni di utilizzo:	da 0 a 50°C; U.R. max 95%
Dimensioni e peso:	66 x 50 x 25 mm (sonda esclusa) / 50 g

Elettrodo pH:	HI 1270, singola giunzione, elettrolita in gel, connettore a vite (incluso)
Precisione pH (a 20°C):	±0.2 pH
Risoluzione pH:	0.01 pH
Scala pH:	da 0.00 a 14.00 pH

Accessori consigliati



[HI 1270](#)

Elettrodo di ricambio per HI 98103 e HI 99104

Elettrodo combinato pH con corpo in plastica, giunzione in fibra, riempimento in gel, per HI 98103 e HI 99104



[HI 77400P](#)

Soluzioni tampone pH 4 e 7, 5+5 bustine da 20 ml

Soluzioni pH 4 e 7, 5+5 bustine da 20 ml



[HI 70300M](#)

Soluzione conservazione elettrodi

Soluzione di conservazione per elettrodi, flacone da 230 ml

Accessori

In dotazione

HI 98103 (Checker) è fornito completo di elettrodo pH HI 1270, batterie, istruzioni.