



## SAFETYBOX® AA120NEW

Scheda Tecnica

### ARMADIO DI SICUREZZA FILTRATO ED ASPIRATO PER LO STOCCAGGIO DI 160 LITRI DI PRODOTTI CHIMICI, ACIDI E/O BASI. MARCHIO CE.

CERTIFICATO TÜV n. Z1 05 08 31739 012

- Armadio di sicurezza rispondente alle norme **DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1/428** secondo test TÜV PP 51021:1996
- Costruito completamente in **acciaio decappato ed elettrozincato** con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C.
- **Tre ripiani a vaschetta** in acciaio verniciato antiacido con spessore 10/10 mm montati su staffe regolabili ed estraibili. I ripiani sono del tipo a vaschetta per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori. Capacità di ogni ripiano circa 11 litri. **Portata del ripiano kg. 80.**
- **Una vasca di fondo** in acciaio verniciato antiacido per la raccolta degli spanti, spessore 10/10 mm, capacità 35 litri.
- **Chiusura di sicurezza con nuova serratura a norme CE**, la stessa utilizzata nelle porte tagliafuoco, con scrocco automatico di **chiusura a 3 punti.**
- Filtro a carbone attivo granulare.
- Elettroaspiratore IMQ IPX4 CE rispondente alle norme EN 60335-1 e EN 60335-2-80
- Alimentazione : 220/230 Volt
- Assorbimento: 65 Watt
- Lampada di accensione impianto aspirazione.
- Quattro piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
- Morsetto di 'terra' per prevenire le cariche elettrostatiche.
- Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.
- **Zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura** per rendere agevole lo spostamento dell'armadio.
- **Assicurazione RC prodotti**
  
- Dimensioni esterne : mm 1200 x 500 x 2010 h
- Dimensioni interne : mm 1120 x 450 x 1500 h
- Peso : Kg 146
- Volume interno : 756 litri