

HI 1285-6

Sonda pH/EC/TDS/°C con sistema F.S.T. per HI 9813-6



Descrizione

HI 1285-6 – Sonda pH/EC/TDS/°C con sistema F.S.T. per HI 9813-6

Specifiche

Parametro	Valore
Tipo elettrodo:	Di ricambio
Tipo connettore:	DIN a 8 poli
Sistema di riferimento:	Singolo Ag/AgCl
Giunzione:	Fibra
Elettrolita:	gel
Pressione max.:	0,1 bar
Scala:	pH da 0 a 13
Temp. di lavoro:	da 0 a 60°C
Temp. consigliata:	da 20 a 40°C (da 86 a 104°F)
Punta:	sferica (dia 8.0 mm)

Sensore Temperatura:	si
Amplificatore:	si
Corpo:	Polipropilene
Cavo:	2 m di lunghezza

Accessori consigliati

Accessori

In dotazione
