

Test per piscine 3 in 1

it

Contenuto:

1 confezione in alluminio contenente 50 strisce analitiche

Indicazioni di pericolo:

Il presente test non contiene sostanze pericolose con obbligo di etichettatura.

Indicazioni generali:

Estrarre dalla confezione soltanto il numero di strisce analitiche necessario per la misura. Dopo il prelievo, richiudere bene e immediatamente la confezione. Non toccare con le dita i settori di carta reattiva sulla striscia.

Indicazioni specifiche per il presente test:

1. Se il valore dell'alcalinità è inferiore a 80 ppm, si possono eventualmente ottenere valori pH troppo bassi.
2. Se il settore di carta reattiva si colora di blu, si è in presenza di valori di alcalinità superiori a 240 ppm.
3. La classificazione e la valutazione dei valori per il cloro libero, l'alcalinità ed il pH sulla scala cromatica di riferimento sono state eseguite in accordo con i valori indicativi e con i valori soglia vigenti negli Stati Uniti.

Istruzioni per l'uso:

1. Immergere la striscia in acqua avendo cura che tutti i settori di carta reattiva si trovino nell'acqua della piscina e muoverla avanti e indietro per 5 secondi.
2. Scuotere la striscia per eliminare il liquido in eccesso.
3. Confrontare il settore di carta reattiva per la determinazione del cloro libero con la scala cromatica.
4. Attendere 30 secondi.
5. Confrontare i settori di carta reattiva per la determinazione dell'alcalinità e del pH con la scala cromatica di riferimento

Magazzinaggio e conservabilità:

Proteggere le strisce analitiche dall'esposizione diretta ai raggi del sole nonché dall'umidità. Conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto (La temperatura di magazzinaggio non deve essere superiore ai +30 °C).

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren (Germania)

Tel: +49 2421 969-0 · Fax: +49 2421 969-199 · e-mail: sales-de@mn-net.com · www.mn-net.com

