

## Test in cuvetta HACH LANGE: quantità minime di reagenti, sicurezza massima.

Test in cuvetta per alluminio, 0,02 - 0,5 mg/l Al

Codice prodotto: LCK301

Pronti all'uso, massima sicurezza garantita, semplici da maneggiare, sistema di valutazione fotometrica e a basso impatto ambientale



- Risultati precisi e affidabili
- Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
- Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
- Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
- Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori

### Specifiche Tecniche

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Condizioni di stoccaggio | 15 - 25 °C                            |
| Intervallo di misura     | 0.02 - 0.5 mg/L Al                    |
| Intervallo di servizio   | 18 mesi dalla data di produzione      |
| Nome del metodo          | Chromazurol S                         |
| Numero di test           | 24 (soluzione zero compresa nel test) |
| Parametro                | Alluminio                             |
| Platform                 | LCK                                   |

Soggetto a modifiche.

[www.hach-lange.com](http://www.hach-lange.com)

**HACH LANGE S.R.L.**

Via Rossini, 1/A

I-20020 Lainate (MI)

Tel.+39 02 93 575 400

Fax.+39 02 93 575 401

[info@hach-lange.it](mailto:info@hach-lange.it)

[www.hach-lange.it](http://www.hach-lange.it)