

# HI 1618D

## Elettrodo intelligente pH in plastica



### Specifiche

Parametro	Valore
Tipo elettrodo:	1
Tipo connettore:	4
Sistema di riferimento:	6
Giunzione:	1
Elettrolita:	gel
Pressione max.:	3 bar
Scala:	pH da 0 a 13
Temp. di lavoro:	da 0 a 80°C
Temp. consigliata:	da 20 a 40°C (da 86 a 104°F)
Punta:	sferica (?5 mm)
Sensore Temperatura:	si
Amplificatore:	si
Corpo:	PEI
Cavo:	7 poli; 1 metro di lunghezza

### Accessori consigliati

## Accessori

---

## In dotazione

---