



SCHEMA TECNICA

1) DESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO:	709C
DESCRIZIONE GENERALE:	BOT.150 ML C/VIS ASTA AZIDIATA
DESCRIZIONE DETTAGLIATA:	4 Cartone contenenti 50 Bottiglie da 150 ml e un'asta azidiata.

2) COMPONENTI DEL PRODOTTO

BOTTIGLIA	SPECIFICHE DIMENSIONALI	COMPONENTE	MATERIA PRIMA
BOTTIGLIA	ALTEZZA BOTTIGLIA: 102.0 mm \pm 5.0 mm DIAMETRO APERTURA: 28.0 mm \pm 2.0 mm DIAMETRO MASSIMO (ESTERNO): 52.0 mm \pm 2.0 mm DIAMETRO MINIMO (ESTERNO): 30.0 mm \pm 2.0 mm	BOTTIGLIA	POLIETILENE BASSA DENSITÀ
TAPPO	DIAMETRO ESTERNO: 36.0 mm \pm 1.0 mm ALTEZZA TAPPO: 22.0 mm \pm 1.0 mm	TAPPO	POLIETILENE ALTA DENSITÀ

3) SPECIFICHE DI PACKAGING

QUANTITA' CARTONE INTERNO:	50
QUANTITA' CARTONE ESTERNO:	200
PACKAGING:	BULK

4) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

QUANTITA' PRINCIPIO ATTIVO	15 MG SODIO AZIDE
METODO DI STERILIZZAZIONE	IRRAGGIAMENTO GAMMA
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	2/30°C – NON CONGELARE
SHELF LIFE	36 MESI

This bulletin is for your guidance and is based on information believed to be reliable and should be periodically reviewed.