

# DR 1900 – lo spettrofotometro portatile per misure versatili e affidabili

Qualunque siano le esigenze di analisi, lo spettrofotometro DR 1900 di HACH LANGE è la soluzione ideale per le attività sul campo in quanto progettato per seguirvi ovunque. Indipendentemente dal luogo e dalla modalità d'uso, questo strumento portatile e robusto rappresenta la soluzione ideale per ottenere sempre risultati accurati.



## I vantaggi

- ▶ Più di 200 metodi preprogrammati tra cui i Test in Cuvetta
- ▶ 50 applicazioni utente liberamente programmabili
- ▶ Intuitivo e facile da utilizzare
- ▶ Estremamente robusto sul campo e in laboratorio
- ▶ Classe di protezione IP67
- ▶ Dimensioni compatte e peso ridotto
- ▶ Zainetto opzionale per esterni

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche e gli accessori sono disponibili sul [www.hach-lange.it](http://www.hach-lange.it)

## Portatile e affidabile: la qualità sempre con voi

Il DR 1900 combina una vasta gamma di parametri e la precisione della misurazione con la versatilità di una soluzione portatile, appositamente progettata per l'uso sul campo.

- ▶ Per risultati garantiti
- ▶ Alimentato a batterie
- ▶ Più leggero degli strumenti analoghi
- ▶ Robusto e impermeabile

## Affidabile e versatile – perfetto per tutte le applicazioni

- ▶ Intervallo di lunghezza d'onda: 340–800 nm
- ▶ Per tutte le dimensioni di cuvette compresi i Test in Cuvetta
- ▶ Per l'analisi di acque reflue, potabili, acque di superficie o industriali e controlli di qualità



## Pratico e robusto – ideale per ogni applicazione

Lo strumento portatile DR 1900 assicura il massimo livello di precisione e tutta la praticità necessaria all'uso quotidiano. La custodia, realizzata in plastica antiurto ad alta resistenza agli impatti, è caratterizzata da una superficie antiscivolo. I comandi sono grandi, robusti e assicurano la massima precisione grazie allo schermo a sfioramento.



Grazie al pratico zainetto, potete comodamente portare il DR 1900 ovunque e avere sempre le mani libere.