

HI 7031L/C

Soluzione di conducibilità a 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, flacone da 500 ml, con certificato di analisi



Descrizione

Soluzione di conducibilità a 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, flacone da 500 ml, con certificato di analisi

L'uso di soluzioni di calibrazione e di pulizia è fondamentale per un corretto uso degli elettrodi e per ottenere sempre la massima ripetibilità e accuratezza delle misure, difatti spesso le misure non risultano corrette a causa di una cattiva manutenzione dei sensori.

La vasta gamma di soluzioni HANNA, prodotte con strumenti calibrati con riferimento a standard NIST di elevata precisione, garantisce una corretta calibrazione e pulizia di elettrodi e sonde.

Per informazioni su come utilizzare e conservare al meglio le soluzioni HANNA, si veda la pagina:

[Avvertenze per l'utilizzo delle soluzioni](#)

Specifiche

HANNA Nord Est Srl:

Viale delle Industrie, 10 – 35010 Villafranca Padovana (PD)
tel. 049.9070367 - www.hanna.it - padova@hanna.it

HANNA Adriatica Srl:

Via Dell'Airone, 27 – 63039 San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 0735.753232 - www.hanna.it - ascoli@hanna.it

Parametro	Valore
Tipo Soluzione:	Soluzione di Calibrazione Conducibilità
Valore EC a 25°C:	1413 μ S/cm
Confezione:	flacone
Volume:	500 ml
Certificato di Analisi:	fornito

Accessori consigliati

Accessori

In dotazione
