



Test in cuvetta HACH LANGE: quantità minime di reagenti, sicurezza massima.

Test in cuvetta per ammonio 1,0 - 12,0 mg/l NH₄-N

Codice prodotto: LCK305

Reagenti predosati per la massima sicurezza. Facile da utilizzare, per valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari. Ufficialmente approvati per i limiti consentiti. A basso impatto ambientale grazie alla quantità ridotta di prodotti chimici.

- Risultati precisi e affidabili
- Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
- Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
- Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
- Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori

Specifiche Tecniche

Condizioni di stoccaggio 2 - 8 °C (conservare in luogo fresco)

Descrizione Ammonio disciolto

Intervallo di misura 1 - 12 mg/L NH₄-N

Intervallo di misura 1.3 - 15 mg/L NH₄

Intervallo di servizio 18 mesi dalla data di produzione

Nome del metodo Blu indofenolo

Nome del metodo ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1

Numero di test 25

Parametro Ammonio

Platform LCK

Soggetto a modifiche.

www.hach-lange.com

HACH LANGE S.R.L.

Via Rossini, 1/A

I-20020 Lainate (MI)

Tel.+39 02 93 575 400

Fax.+39 02 93 575 401

info@hach-lange.it

www.hach-lange.it