



Test in cuvetta HACH LANGE: quantità minime di reagenti, sicurezza massima.

Test in cuvetta per COD, 1.000 - 10.000 mg/l O<sub>2</sub>

Codice prodotto: LCK014

Reagenti predosati per la massima sicurezza. Facile da utilizzare, per valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari. Ufficialmente approvati per i limiti consentiti. A basso impatto ambientale grazie alla quantità ridotta di prodotti chimici.



- Risultati precisi e affidabili
- Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
- Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
- Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
- Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori

#### Specifiche Tecniche

Condizioni di stoccaggio 15 - 25 °C (proteggere dalla luce)

Descrizione Domanda chimica di ossigeno

Digestione richiesta Sì

Intervallo di misura 1000 - 10000 mg/L O<sub>2</sub>

Intervallo di servizio 30 mesi dalla data di produzione

Nome del metodo Bicromato

Nome del metodo ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44

Numero di test 25

Parametro COD

Platform LCK

Soggetto a modifiche.

[www.hach-lange.com](http://www.hach-lange.com)

**HACH LANGE S.R.L.**

Via Rossini, 1/A

I-20020 Lainate (MI)

Tel.+39 02 93 575 400

Fax.+39 02 93 575 401

[info@hach-lange.it](mailto:info@hach-lange.it)

[www.hach-lange.it](http://www.hach-lange.it)