

SCHEDA TECNICA

Guanti Freezer 680	12020	Indumenti Per Basse Temperature
---------------------------	--------------	--

Descrizione e Materiali



Guanti con palmo in pelle e patch in gomma per una presa forte e salda anche con temperature fredde. La fibra isolante accoppiata alla fodera garantisce un'efficace protezione dal freddo. Fodera in nylon ad alta tenacità, polso in maglia acrilica. Precurvato per ridurre l'affaticamento.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme ai requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, percepita con D.L. 475/92 ed è classificato come DPI di II Categoria.

Valutazioni:

Presenza asciutta: 5
Aderenza con bagnato: 4
Presenza con olio: 1
Traspirabilità: 4
Comfort: 4



Categoria DPI Cat II	Colore grigio	Disponibilità Taglie M-L-XL
Quantità Cartone 10	Avvertenze Consultare i livelli di protezione indicati. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.	Utilizzo Raccomandato Ideali nei lavori di movimentazione in presenza di difficili condizioni climatiche.
Destrezza 4	Rispondenza alle Norme Europee EN 388 CE  Abrasione: 2 Taglio: 2 Strappo: 2 Perforazione: 1 EN 511 CE  Res. Freddo Convettivo: 2 Res. Freddo Contatto: 3 Permeabilità acqua: X	Manutenzione Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.