

Tazze per densità

La BYK-Gardner offre tazze per densità con quattro dimensioni diverse:

- US Regular con un volume di 83.2 ml
- Midget con un volume di 8.32 ml. La Midget Cup dà una conversione diretta a lbs/gal, evitando la necessità di dividere il peso lordo per 10
- British Imperial Standard con un volume di 100 ml
- ISO con un volume di 100 ml e 50 ml

Le tazze ISO BYK-Gardner sono disponibili senza certificato (1132, 1142) e con certificato (1130, 1140). La certificazione è garantita da BYK-Gardner per ISO 17025 dal dipartimento di servizio accreditamento. Le altre tazze per densità non sono fornite di certificato.



Tazze per densità ISO

Informazioni per l'ordine

N° di cat.	Descrizione
9654	US Regular Cup
9655	US Regular Cup con peso per tara
9664	US Midget Cup con peso per tara
9658	Tazza BSI
9659	Tazza BSI con peso per tara
1132	Tazza ISO L
1130	Tazza ISO L certificata
1142	Tazza ISO S
1140	Tazza ISO S certificata

Specifiche tecniche

Volume ml	Dimensioni	Peso spedizione
83.2	38 x 76 mm	0.23 kg
83.2	38 x 76 mm	0.45 kg
8.32	25 x 32 mm	0.23 kg
100	38 x 89 mm	0.23 kg
100	38 x 89 mm	0.45 kg
100	52 x 62 mm	0.45 kg
100	52 x 62 mm	0.45 kg
50	52 x 34 mm	0.23 kg
50	52 x 34 mm	0.23 kg