

GW1160S



LAVAVETRIERIE PER LABORATORIO

Basic line - lavavetriere 60 cm

Download area

- lavaggio fino a 95 °C - disinfezione termica
- programmi disponibili: 9 programmi impostati + 6 liberi
- controllo elettronico a microprocessore programmabile
- porta seriale RS232 per connessione a stampante esterna o PC
- asciugatura termodinamica attiva
- pompa peristaltica per il dosaggio detergente liquido
- pompa peristaltica per il dosaggio neutralizzante liquido
- possibilità di installazione di 1 pompa peristaltica addizionale
- vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L
- rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- due livelli di lavaggio indipendenti, il secondo con guide telescopiche
- dimensioni esterne LxPxH: 600 x 600 x 850 mm
- dimensioni utili interne LxPxH: 525 x 490 x 570 mm
- addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- collegamento acqua fredda ed acqua demineralizzata
- blocco porta elettrico, per sicurezza utilizzatore
- collegamento elettrico: 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW max
- disponibile versione monofase: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 2,8 kW max (GW1160S1)
- senza carrelli

Smeg S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) Italy - P. IVA 01555030350

Tel. +39 0522 8211 - Fax +39 0522 821453 - service.instruments@smeg.it