

ISTRUZIONI FUNZIONAMENTO SCHIUMATORE PORTATILE

- RIEMPIRE IL SERBATOIO PER 3/4 D'ACQUA IN TEMPERATURA;
- AGGIUNGERE I PRODOTTI E COLMARE IL SERBATOIO IMMERGENDO LA MANICHETTA NELL'ACQUA PER EVITARE FORMAZIONE DI SCHIUME;
- APRIRE LA VALVOLA INGRESSO ARIA SULLO SCHIUMATORE



- APRIRE COMPLETAMENTE LA VALVOLA DELLA REGOLAZIONE ARIA SULLO SCHIUMATORE;



- IMPOSTARE LA PRESSIONE DELL'ARIA DI RETE TRA 4 E 6 BAR (TENENDO PREMUTA LA PISTOLA PER SIMULARE LA PORTATA NECESSARIA DURANTE L'UTILIZZO);



- APRIRE LA VALVOLA DELL'ACQUA QUANTO NECESSARIO PER FAR USCIRE LA SOLUZIONE DI LAVAGGIO E CONTEMPORANEAMENTE REGOLARE LA PORTATA DELL'ARIA FINO AD OTTENERE UNA SCHIUMA COME NEL VIDEO ALLEGATO.



- PER AUMENTARE LA PORTATA DELLA SCHIUMA, AUMENTARE PROPORZIONALMENTE L'APERTURA DELLE VALVOLE DI ARIA E ACQUA.