

HI 5016

Soluzione pH 1.68, scatola con flacone da 500 ml, ± 0.01 pH, certificato di analisi



Descrizione

Soluzione pH 1.68, scatola con flacone da 500 ml, ± 0.01 pH, certificato di analisi

Specifiche

Parametro	Valore
Confezione:	flacone
Precisione:	± 0.01
Precisione:	0.01
Tipo Soluzione:	5
Valore pH:	1.68
Volume:	500ml

Accessori consigliati

Accessori

In dotazione