

Strumento di misura della temperatura utilizzabile con una mano sola

testo 105



Particolarmente adatto per applicazioni in campo alimentare

Puntali di misura intercambiabili

2 valori limite definiti dall'utente

Allarme visivo e acustico

Display a 1 linea retroilluminato

Particolarmente robusto, si può pulire con acqua corrente (secondo classe di protezione IP 65)

Certificato secondo EN 13485

Testo 105 è un termometro robusto per uso alimentare con puntali intercambiabili idoneo a misurare la temperatura di prodotti semisolidi. E' provvisto di puntale aggiuntivo per prodotti surgelati e di vari tipi di sonda che lo rendono particolarmente idoneo per applicazioni in campo gastronomico, in ambienti refrigerati, in cucine industriali, nei supermercati anche per controllare la merce in arrivo.

Grazie alla sua robustezza, si può pulire con acqua corrente secondo IP 65 e di conseguenza è particolarmente igienico e utilizzabile ovunque. L'utente può impostare valori massimi e minimi al superamento dei quali scatta un allarme visivo e acustico.

Dati tecnici/Accessori

testo 105

Termometro utilizzabile con una mano sola con puntale di misura standard, display retroilluminato, classe di protezione IP65, con aggancio a cintura/parete e batterie



Codice 0563 1051

Tipo sonda NTC

Campo di misura	-50 ... +275 °C
Precisione ±1 digit	±0,5 °C (-20 ... +100 °C) ±1 °C (-50 ... -20,1 °C) ±1 % v.m. (+100,1 ... +275 °C)
Risoluzione	0,1 °C

Dati tecnici generali

Temperatura lavoro	-20 ... +50 °C
Temp. stoccaggio	-40 ... +70 °C
Tipo batteria	Tipo LR44
Durata batteria	80 h
Autospegnimento	10 min
Dimensioni	145 x 38 x 195 mm
Display	LCD, 1 linea
Peso	139 g
Classe di protezione	IP65
Garanzia	2 anni

Kit

Codice

Kit testo 105, termometro utilizzabile con una mano sola con puntale di misura standard, puntale di misura per surgelati, puntale di misura lungo con aggancio a cintura/parete e valigetta in alluminio	0563 1052	
testo 105 termometro utilizzabile con una mano sola con puntale di misura per surgelati, aggancio a cintura/parete e batterie	0563 1054	

Accessori

Codice

Accessori per strumento di misura

Puntale di misura standard, 100 mm	0613 1051	
Puntale di misura per surgelati, 90 mm	0613 1052	
Puntale di misura lungo, 200 mm	0613 1053	
Certificato di taratura ISO/temperatura; sonde per aria/a immersione, punti di taratura -18°C; 0°C	0520 0041	
Batterie tipo LR 44, 1,5 Volt (4 pcs)	0515 0032	