

**TWEEN® 20**  
**Polisorbato 20****CONTENUTO DEL FLACONE**

Polisorbato 20..... 100 ml

**PREPARAZIONE**

Il prodotto è pronto all'uso.

**DESCRIZIONE**

Il Tween® 20 è una miscela di triesteri parziali del sorbitolo con le sue mono e di-anidridi con l'acido stearico.

Il Tween® 20 produce emulsioni stabili poco influenzate da alte concentrazioni di elettroliti e da cambiamenti di pH.

È un agente emulsionante e solubilizzante per una larga varietà di composti inclusi oli e vitamine. Può essere aggiunto ai terreni di coltura prima della sterilizzazione in autoclave.

**CONSERVAZIONE E VALIDITA'**

Conservare a 10-30°C. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento.

**PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI**

Il preparato qui descritto non è classificato pericoloso ai sensi della legislazione vigente. Il prodotto qui descritto deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare i materiali inoculati dopo l'uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

**CONFEZIONE**

**42120501** Tween® 20,  
flacone da 100 ml