



SAFETY SYSTEM®
PROTEGGE CHI LAVORA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 (R.A.) - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575 (R.A.)
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.it
www.sirsafety.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



SCHEDA TECNICA

Nome: Guanti Global

Codice: 11825

Guanti Gomma Protezione Chimica

Descrizione

Guanti realizzati in lattice di gomma 2 mm. lunghezza 30 cm.
Fodera: maglia di cotone.
Superficie: rugosa.

- Elevata elasticità e grande comfort
- Buona resistenza meccanica

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme ai requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, percepita con D.L. 475/92 ed è classificato come DPI di III Categoria.



Categoria III	Colore Verde	Disponibilità Taglie 8-9-10
Quantità Cartone 120	Avvertenze Prima dell'uso: Consultare la tabella delle resistenze chimiche del guanto ed effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.	Utilizzo Raccomandato Manipolazione di frutta e verdura, pollame e pesce, Manipolazione prodotti congelati, Manipolazione di detersivi e liquidi per la pulizia.
Destrezza 4	Rispondenza alle Norme Europee EN 374-2 CE  EN 374-3 CE  Alcol Metilico:A Acetato di Etilo:I Idrossido di Sodio 40%:K EN 388 CE  Abrasione:3 Taglio:1 Strappo:2 Perforazione:1 EN 407 CE  Comportamento al Fuoco:X Resistenza Calore da Contatto:1 Resistenza Calore Convettivo:X Resistenza Calore Radiante:X Resistenza Piccoli Spruzzi Metallo fuso:X Resistenza Grandi Proiezioni Metallo fuso:X	Manutenzione Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.