

TAMPONE FOSFATO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Descrizione | <p>Il tampone fosfato è una soluzione salina acquosa contenente cloruro di sodio, fosfato di sodio e fosfato di potassio a pH 7.</p> <p>Il tampone è un diluente sterile pronto all'uso che trova applicazione nei laboratori di biologia e biochimica nella preparazione dei campioni da sottoporre ad analisi microbiologica.</p> |
| Stoccaggio | Conservare le provette di tampone fosfato a temperatura ambiente. Non congelare. Mantenere le provette ermeticamente chiuse. |
| Confezioni | Il tampone fosfato è confezionato in provette cilindriche sterili da 9 ml. Il prodotto è venduto in confezioni contenenti 50 provette. |
| Shelf life | Il tampone fosfato conserva inalterate le proprie caratteristiche per 18 mesi. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in provette integre ed ermeticamente chiuse. |
| Specifiche microbiologiche | Prodotto sterile. |
| Allergeni | Il prodotto è privo dei seguenti componenti e loro derivati: latte, crostacei, uova, pesce, arachidi, cereali contenenti glutine, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, lupino, molluschi, anidride solforosa e solfiti. La documentazione è disponibile su richiesta. |
| Schede di sicurezza | La scheda di sicurezza è disponibile sul sito web: www.saccosrl.it |
| Certificato | Il certificato di analisi è disponibile su richiesta. |
| Certificazioni ISO | La Sacco S.r.l. è certificata UNI EN ISO 9001:2008 dal 1998, ISO 22000:2005 e FSSC 22000 dal 2014. |
| Servizio al cliente | Contattate, cortesemente, il vostro distributore per suggerimenti guida, istruzioni ed informazioni aggiuntive. Ulteriori confezioni e dosaggi sono disponibili su richiesta. |
| Altre informazioni | Queste informazioni si basano sulle nostre migliori conoscenze e vengono divulgate in buona fede. Non esistono garanzie per violazioni da parte di terzi. |