

SPECIFICHE

Scala	da -50.0 a 150.0°C
Risoluzione	0.1°C
Precisione	±0.3°C (da -20 a 90°C); ±0.5°C (oltre)
Deviazione tipica EMC	±0.3°C
Sonda	in acciaio inossidabile, lunghezza 105 mm, diam. 3 mm
Cond. d'uso	da 0 a 50°C; U.R. max 95%
Tipo/durata batteria	1x1.5V (alcalina); 3000 ore circa di uso continuo
Dimensioni	66 x 50 x 25 mm
Peso	50 g (sonda esclusa)

GUIDA OPERATIVA

- Accendere *Checktemp*®.



- Immergere la sonda di *Checktemp*® nella soluzione per almeno 4 cm; non immergere il connettore.




- Attendere alcuni secondi per la stabilizzazione della lettura.
- Al termine dell'utilizzo, spegnere *Checktemp*®.



- Oscillazioni della lettura o bassa luminosità del display indicano che la batteria è scarica.

TEST DI CALIBRAZIONE


Rimuovere il coperchio del vano batterie e posizionare l'interruttore nella posizione TEST, come mostrato dalla figura sotto.



Il display visualizzerà la lettura 0.0°C ±0.3°C; questo significa che lo strumento rientra nelle specifiche di precisione indicate nella tabella a lato. Riposizionare l'interruttore in posizione di misura; il display visualizzerà la misura di temperatura.

SOSTITUZIONE BATTERIA

Se *Checktemp*® non si accende o il display è poco visibile, rimuovere il coperchio del vano batterie e sostituire la batteria da 1.5V facendo attenzione alla polarità.



GARANZIA

Tutti gli strumenti Hanna Instruments sono garantiti per due anni contro difetti di produzione o dei materiali, se vengono utilizzati per il loro scopo e secondo le istruzioni.

Le sonde sono garantite per un periodo di sei mesi.

Hanna Instruments non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza o manomissioni da parte dell'utente, o a mancata manutenzione prescritta, o causati da rotture o malfunzionamento. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad un uso errato da parte dell'operatore.

Vi raccomandiamo di rendere lo strumento PORTO FRANCO al Vostro rivenditore o presso gli uffici Hanna Instruments al seguente indirizzo:

Hanna Instruments S.r.l.

viale delle Industrie 12/A - 35010 Ronchi di Villafranca (PD)

Tel: 049/9070211 - Fax: 049/9070504

La riparazione sarà effettuata gratuitamente.

I prodotti fuori garanzia saranno spediti al cliente unitamente ad un suo successivo ordine o separatamente, a richiesta, e a carico del cliente stesso.

Raccomandazioni per gli utenti

Prima di usare questi prodotti assicurarsi che siano compatibili con l'ambiente circostante. L'uso di questi strumenti può causare interferenze ad apparecchi radio e TV, in questo caso prevedere adeguate cautele.

Ogni variazione apportata dall'utente allo strumento può alterarne le caratteristiche EMC. Per evitare shock elettrici, non utilizzare questi strumenti se il voltaggio sulla superficie di misura è superiore a 24Vac o 60dc.

Per evitare danni od ustioni, non effettuare misure all'interno di forni a microonde.

Per qualsiasi necessità di assistenza potete contattarci al

Numero Verde
800-27.68.68
Assistenza Tecnica

oppure via e-mail all'indirizzo:

assistenza@hanna.it

HANNA
instruments

www.hanna.it