

PROVETTE CILINDRICHE IN PP CON TAPPO A VITE



Provette in Polipropilene, con tappo a vite in Polietilene per chiusura rapida ed a perfetta tenuta, utilizzabili in centrifuga.

Il disegno del tappo evita contaminazioni dovute a gocce di liquido sulla sua superficie interna.

Il dato RCF è ampiamente influenzato da diverse condizioni, ad esempio: la conformazione del rotore della centrifuga, la disposizione delle provette all'interno del rotore, i prodotti chimici usati, la temperatura ed il tempo di centrifugazione. Quindi il valore di RCF è indicativo.

Disponibili nei colori: blu (04) - rosso (10) - giallo (06) - bianco (03)

Il codice 88304 è in versione sterilizzata, irraggiamento Gamma.

Materiale:

PP

Art.	Descrizione	RCF (x g) max.	Ø mm	h mm	Capacità ml	Confezione pezzi
88303		4.000	16	100	15	1000
88304	Sterilizzata - raggi Gamma	4.000	16	100	15	100