

## HI 710024

### Guscio protettivo in gomma blu per strumenti tipo HI 991001N



#### Descrizione

Questo guscio in gomma blu è stato progettato per proteggere lo strumento da danni e urti accidentali, rischio esistente soprattutto nelle applicazioni sul campo. È in grado di resistere ad alte temperatura (fino a 200°C) ed altre avverse condizioni ambientali. È disponibile anche una versione in gomma arancione (HI 710023).

Adatto ai modelli HI 99131N , HI 99300N, HI 993001N, HI 99141N, HI 99163N, HI 99121N, HI 991001N, HI 991002N, HI 991003N.

#### Specifiche

Parametro

Valore

#### Accessori consigliati



[HI 710023](#)

**Guscio protettivo in gomma arancione per strumenti tipo HI 991001N**

Guscio protettivo in gomma arancione per strumenti tipo HI 991001N

#### Accessori

#### In dotazione

**HANNA Nord Est Srl:**

Viale delle Industrie, 10 – 35010 Villafranca Padovana (PD)  
tel. 049.9070367 - [www.hanna.it](http://www.hanna.it) - [padova@hanna.it](mailto:padova@hanna.it)

**HANNA Adriatica Srl:**

Via Dell'Airone, 27 – 63039 San Benedetto del Tronto (AP)  
tel. 0735.753232 - [www.hanna.it](http://www.hanna.it) - [ascoli@hanna.it](mailto:ascoli@hanna.it)

