

HI 7004L

Soluzione tampone pH 4, scatola con flacone da 500 ml



Descrizione

Soluzione tampone pH 4, scatola con flacone da 500 ml.

L'uso di soluzioni di calibrazione e di pulizia è fondamentale per un corretto uso degli elettrodi e per ottenere sempre la massima ripetibilità e accuratezza delle misure, difatti spesso le misure non risultano corrette a causa di una cattiva manutenzione dei sensori.

La vasta gamma di soluzioni HANNA, prodotte con strumenti calibrati con riferimento a standard NIST di elevata precisione, garantisce una corretta calibrazione e pulizia di elettrodi e sonde.

Per informazioni su come utilizzare e conservare al meglio le soluzioni HANNA, si veda la pagina:

[Avvertenze per l'utilizzo delle soluzioni tampone](#)

Specifiche

HANNA Nord Est Srl:

Viale delle Industrie, 10 – 35010 Villafranca Padovana (PD)
tel. 049.9070367 - www.hanna.it - padova@hanna.it

HANNA Adriatica Srl:

Via Dell'Airone, 27 – 63039 San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 0735.753232 - www.hanna.it - ascoli@hanna.it

Parametro	Valore
Tipo Soluzione:	Soluzione tampone pH
Valore pH:	4.01
Confezione:	flacone
Volume:	500 ml
Certificato di Analisi:	su richiesta

Accessori consigliati

Accessori

In dotazione
