

HI 5005-01

Soluzione colorata pH 5.00, scatola con flacone da 1 litro, ± 0.01 pH, certificato di analisi



Descrizione

Soluzione colorata pH 5, scatola con flacone da 1 litro, ± 0.01 pH, certificato di analisi

Specifiche

Parametro	Valore
Certificazione:	si
Confezione:	flacone
Precisione:	± 0.01
Tipo Soluzione:	5
Valore pH:	5.00
Volume:	1 l

Accessori consigliati

Accessori

In dotazione