

SCHEDA TECNICA

Art. **50018**

| COMPONENTI | DESCRIZIONE |
|------------------------|---|
| MATERIALE | PE-LD04 - atossico - per alimenti |
| MISURE | cm 12x22h. sp.9/100 (90 my) |
| PESO MEDIO | gr. 5 cad. c/a |
| STERILIZZAZIONE | Raggi Gamma - intensità 25 kGy |
| ASPETTO | Punto di apertura predisposta con indicazione "strappare". Sigillo di protezione della zona auto-adesiva, da rimuovere prima della chiusura del sacchetto. Spazio colorato per annotazioni. |
| CONFEZIONE | 50 sacchetti per ogni busta. Sigillati in buste trasparenti per assicurare la protezione della sterilità. Collocati nella busta in modo da proteggere dall'inquinamento esterno anche durante l'estrazione di un sacchetto alla volta. Imballo in scatole di cartone, con sacco di polietilene interno a protezione dall'umidità e dalla polvere. |
| CARATTERISTICHE | Materiale ad alta resistenza meccanica, adatto per l'impiego in strumentazione di laboratorio d'analisi. |
| TIPO DI IMPIEGO | Per la conservazione di alimenti. Per la raccolta di campioni liquidi-solidi e fanghi. |
| ALTRE NOTIZIE | Materiale conforme alle vigenti disposizioni di legge di cui al D.M. 21 Marzo 1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze di uso personale. |

AGNADELLO, Giugno 2011